



TECNOFUND

Equipos de Ensayos para
Arenas de Moldeo

AGITADOR MECÁNICO PARA LABORATORIO

AMR

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


- El agitador mecánico de laboratorio Tecnofund modelo AMR, fue desarrollado y fabricado especialmente para el uso en laboratorios para la agitación vigorosa de muestras líquidas de diversos materiales, utilizándose de su potente sistema de agitación para diversas aplicaciones de diferentes densidades de materiales.
- Con su alto rendimiento y velocidad se permite que este aparato trabaje con velocidades de 5.000 hasta 12.000 rpm con la indicación de la rotación y el tiempo de agitación. La principal ventaja es su potente motor de 360 Watts de potencia que hace con que las muestras se mantengan agitadas en la rotación programada.
- Su principal utilización es para la preparación de muestras en la determinación de arcilla AFS utilizada en la fundición para finos abaje de 0,02 mm.



DATOS TÉCNICOS

- Rango de rotación:
 - » Ideal para el trabajo: 5.000 a 12.000 rpm;
 - » Realizada por un potenciómetro en el panel frontal;
 - » Error de indicación de rotación: $\pm 5\%$.
- Medición del tiempo de agitación:
 - » Temporizador digital programable,
 - » Tiempo de agitación: de 0 a 60 minutos.
- Datos eléctricos:
 - » Alimentación: 110 a 220 VCA (bivolt) / 50-60 Hz;
 - » Potencia: 360 W.
- Dimensiones:
 - » Frente: 200 mm;
 - » Altura: 720 mm;
 - » Profundidad: 280 mm.
- Peso: 20 kg;
- Tiene un sello superior durante la agitación;
- Ideal para trabajar con un vaso de presipitados de forma alta;
- Acompaña un informe de calibración con una trazabilidad internacional en conformidad con ILAC (máximo organismo internacional de cooperación para laboratorios y unidades de verificación).

DETALLES CONSTRUCTIVOS



E-mail: vendas@tecnofund.com.br

Internet (home page): www.tecnofund.com.br

Documento: FOLLETO TÉCNICO AMR REV.03E



TECNOFUND

Equipos de Ensayos para
Arenas de Moldeo

Dirección: Rua Leonis, 245 - Jardim Riacho
CEP 32241-280 - Contagem - MG - Brasil
Telefax: +55 (31) 3391-2105 / 3396-1286
E-mail: vendas@tecnofund.com.br
Conozca más en: www.tecnofund.com.br